

FOREO
SWEDEN

PEACH™ 2 Pro Max

Dette er den mest avanserte IPL-enheten for profesjonell hårfjerning hjemme med klinisk ytelse.



FOREO tar IPL-teknologien til nye høyder med **PEACH™ 2 Pro Max** – en høypresterende enhet som kombinerer banebrytende teknologi med klinisk ytelse og brukervennlig design. PEACH™ 2 Pro Max er utviklet ved hjelp av den samme teknologien som brukes i profesjonell hårfjerning på klinikker, og den er en kraftig behandlingssløsning for permanent hårreduksjon som kan brukes komfortabelt hjemme hos deg selv. Enheten er utviklet for behandling av kraftig hårvekst i tilfeller som krever høyere intensitet og mer avansert IPL-teknologi enn det de tradisjonelle enhetene til hjemmebruk har kunnet tilby. Enheten er utstyrt med en høyintensitets IPL-modul og avansert optisk geometri, som retter lyset dypt ned inn i hårsekkene for maksimal absorpsjon og effektiv hårreduksjon. Det store behandlingstvinduet dekker større hudflater enn noen annen IPL-enhet til hjemmebruk, noe som forkorter behandlingstiden betydelig og gjør det mulig å få en mer effektiv behandlingsprosess.

Uønsket hårvekst påvirker ikke bare hvordan huden ser ut, men kan også ha en betydelig innvirkning på selvfølelsen. For mange innebærer det et konstant behov for å skjule eller kontrollere hårveksten, noe som kan føre til ubehag og begrense ulike valg i hverdagen. Det er derfor ikke overraskende at så mange bruker både tid og ressurser på å prøve å bli kvitt uønsket hårvekst. I følge forskning bruker en gjennomsnittlig person over to måneder av livet på hårfjerning – dette gir en livstidskostnad som estimeres til å være høyere enn SEK 100 000 (nyupress.org) (uwpressblog.com).


Tradisjonelle metoder som barbering, voksing og epilering er fortsatt hyppig brukt, men gir kun kortsiktige resultater. Håret vokser raskt ut igjen og behandlingene krever regelmessig vedlikehold, noe som er både tidkrevende og kostbart over tid. I tillegg til begrensede resultater vil disse metodene ofte føre til problemer som hudirritasjon, inngrodde hår og betennelser – spesielt hos personer med sensitiv hud (journals.plos.org). Behovet for mer langsiktige og effektive løsninger har derfor banet vei for nye teknologier som gir varige resultater – uten de begrensningene som de tradisjonelle metodene har.

Lysbaserte teknologier som IPL (Intense Pulsed Light) og hårfjerning med laser har revolusjonert markedet ved å tilby metoder som gradvis svekker og reduserer hårveksten. Kliniske laserbehandlinger kan redusere hårveksten med opptil 85–88 %, men krever profesjonelt utstyr, hyppige klinikkbesøk og lange behandlingstider for å oppnå optimale resultater.

IPL-teknologien tilbyr en mer fleksibel løsning som er bedre tilpasset ulike hudtoner og hårtyper, og dette gjør det mulig å utføre behandlinger både på klinikker og hjemme. Selv om IPL-teknologien har gjort hårfjerning mer tilgjengelig og fleksibel – med alternativer for flere hudtoner og hårtyper – er mange IPL-enheter til hjemmebruk ikke kraftige nok til gi de resultatene forbrukerne forventer. Behandlingene krever ofte mange klinikkbesøk, og effekten varierer avhengig av teknisk kapasitet.

Med PEACH™ 2 Pro Max leder FOREO den teknologiske utviklingen innen hårfjerning og gjør det mulig å bruke profesjonell IPL-teknologi i hjemmemiljøer – i en utstrekning som tidligere var begrenset til profesjonelt utstyr og salongbehandlinger. Ved å bruke kraften og effektiviteten som finnes i avanserte systemer, i et format som er tilpasset forbrukerne, setter FOREO en ny standard for høytytende hårreduksjon til hjemmebruk. Resultatet er en teknologisk løsning, som ikke bare reduserer uønsket hårvekst, men også gjør det med høy intensitet, kort behandlingstid og langvarig effekt.

Den høyintensive IPL-modulen i kombinasjon med avansert optisk utforming sørger for at lyset trenger dypt ned inn i hårsekkene for å oppnå maksimal absorpsjon og effektivitet. Med et ekstra stort behandlingstvindu dekkes en større hudoverflate med hver lyspulsering, noe som fører til at behandlingsprosessen blir betydelig raskere og mer effektiv.



USP FOR PEACH™ 2 PRO MAX

- Opptil 120 J total energi (9,2 J/cm² energitetthet)
- 11,5 cm² behandlingstvindu – det største på markedet
- 360° avkjølingssystem for huden
- Integriert beskyttelsesramme som forhindrer lyslekkasje
- UV-filer og smart hudsensor
- 500 000 lyspulseringer – nok til opptil 35 års bruk med vanlig behandling.
- Fem justerbare intensitetsnivåer
- To behandlingsmoduser: glidemodus og pulseringsmodus
- Tilkoblet app med veiledning og behandlingspåminnelse
- Fire internasjonale pluggadaptore for globalt bruk

DEN UNIKE TEKNOLOGIEN BAK PEACH™ 2 PRO MAX

Med en avansert innovasjonsteknologi utvider FOREO grensene for det som er mulig utenfor det profesjonelle behandlingstiljøet. PEACH™ 2 Pro Max er utviklet for å levere klinisk ytelse i et format som er tilpasset hjemmebruk – uten at det går på bekostning av resultatene.




IPL-TEKNOLOGI MED KLINISK PRESISJON

PEACH™ 2 Pro Max er utstyrt med en høyintensiv IPL-modul som genererer opptil en total energi på 120 joule og en energitetthet på 9,2 J/cm² – nivåer som kan sammenlignes med profesjonelt utstyr. Lyset absorberes av melaninet i hårstrået, og deretter omdannes det til varme og deaktiverer follikkelens evne til å produsere nye hår – uten at det påvirker huden rundt. Det optiske designet er utviklet for å avgi lys med høy presisjon dypt ned i huden, noe som sikrer effektiv og målrettet behandling.

STØRST I KLASSEN – FOR MAKSIMAL DEKNING

Med et behandlingstvindu på 11,5 cm² – det største blant IPL-enheter til hjemmebruk – kan PEACH™ 2 Pro Max behandle større hudoverflater med hver lyspulsering. En behandling på hele kroppen kan fullføres på kun seks minutter, og dette gjør den ideell også til personer med kraftig hårvekst eller hår som vokser raskt.







INTEGRERT 360° AVKJØLINGSSYSTEM FOR HUDEN

PEACH™ 2 Pro Max er utstyrt med et integrert 360° luftkjølingssystem, noe som sikrer høy komfort, selv under behandlinger med intens lysenergi. Et integrert luftkjølingssystem blåser kontrollert kald luft over huden før og etter hver lyspulsering, noe som reduserer effektivt varmerelatert ubehag og beskytter hudvevet rundt behandlingsområdet.


I kombinasjon med PEACH™ Cooling Prep Gel forsterkes den kjølede effekten ytterligere, slik at huden føles betydelig svalere ut under behandlingen.

AVANSERTE SIKKERHETSFUNKSJONER

Enheden er også designet med flere sikkerhetsfunksjoner som fungerer sammen for å garantere sikker bruk:

-  **Lysblokkerende silikonramme** – omslutter behandlingsvinduet og former seg etter kroppens konturer, hindrer spredning av lys utenfor behandlingsområdet og beskytter sensitive områder, inkludert øynene.
-  **Hudkontaktsensor** – et innebygd sikkerhetssystem som sørger for at IPL-pulseringen kun aktiveres når silikonrammen er i fullstendig kontakt med huden.
-  **UV-filter** – blokkerer uønskede bølgelengder, inkludert skadelig UV-lys.
-  **Klinisk godkjent** – IPL-teknologien er vitenskapelig bevist og optimalisert for sikker bruk på lys til middels hud med mørke hårstrå.

PRESISJONSTEKNOLOGI FOR ULIKE BEHANDLINGSOMRÅDER





PEACH™ 2 Pro Max tilbyr to behandlingsmoduser:

- **Glidemodus** – for behandling av større områder som ben, armer og rygg.
- **Pulseringsmodus** – for presis behandling av mindre eller sensitive områder, som bikinilinje, armhuler og **kvinnelig ansiktshår** nedenfor kinnbena, f.eks. overleppe, hake og kjevelinje.

Lysstyrken justeres mellom fem nivåer ved bruk av pluss- og minusknappene på enhetens kontrollpanel, slik at den kan tilpasses etter hudfølsomhet og behandlingsområde.

SMART, BRUKERVENNLIG DESIGN

-  FOREO For You-appen gjør det mulig å aktivere PEACH™ 2 Pro Max på en enkel måte, og den gir tilgang til veiledning, behandlingpåminnelser og et individuelt skreddersydd program – direkte på mobilen.
-  PEACH™ 2 Pro Max er designet slik at du kan bruke den uansett hvor du befinner deg. Den leveres med 4 pluggadaptere, og den er således kompatibel med stikkontakter over hele verden. Den avtakbare ledningen gjør enheten både enkel å oppbevare og ta med på reise.



PEACH™ 2 Pro Max lanseres i april 2025 og er tilgjengelig hos utvalgte forhandlere og på foreo.com

Veil. pris: NOK 9 995

VEDLEGG

Behandlingsmetoder, sikkerhetsfunksjoner og tekniske spesifikasjoner for PEACH™ 2 Pro Max

SAMMENLIGNINGSTABELL: PEACH™ 2 COLLECTION



PEACH™ 2 Pro Max



PEACH™ 2



PEACH™ 2 Go

MÅLGRUPPE	For brukere som ønsker klinikkliknende resultater med kraftfull teknologi til hjemmebruk.	For deg som ønsker å erstatte barbering og voksing med en langsiktig løsning.	For den aktive brukeren som ønsker et bærbart og reisevennlig alternativ.
MAKSIMAL LYSENERGI	Opptil 120 J	7,3 J/cm ²	6,5 J/cm ²
LYSIMPULSINTERVALL	0,7 sek (opptil 86 pulser/min)	0,5 sek (opptil 120 pulser/min)	0,5 sek (opptil 120 pulser/min)
FULLKROPPSBEHANDLING	Ca. 7 min	Ca. 10 min	Ca. 10 min
BEHANDLINGSVINDU	11,5 cm ²	9 cm ²	9 cm ²
360° HUDKJØLING	Ja	Ja	Ja
T-SONIC™ MASSASJEFUNKSJON	Nei	Ja	Ja
ANTALL LYSIMPULSER	500 000 (≈ 35 års bruk)	500 000 (≈ 35 års bruk)	500 000 (≈ 35 års bruk)
BEVEGELIG HODE	Nei	Ja	Nei
APP-TILKOBLING	Ja	Ja	Ja
ANBEFALT PRIS	9 995 NOK	4 695 NOK	3 595 NOK

ER PEACH™ 2 PRO MAX RIKTIG FOR DEG?

HUDFARGET



SIKKER & EFFEKTIV

IKKE SIKKER

IPL er passende for deg. Disse hudtonene vil absorbere en trygg mengde energi.

IPL er ikke egnet for deg, da huden din har høyt melaninnhold. Dette kan føre til at huden absorberer mer energi enn det som er trygt, og dermed forårsake forbrenninger.

HÅRFARGE



EFFEKTIV

IKKE EFFEKTIV

IPL er passende for deg. Disse hårfargene inneholder tilstrekkelig melanin for at laserpulslyset skal kunne treffe hårsekken.

IPL er ikke egnet for deg fordi disse hårfargene ikke inneholder tilstrekkelig med melanin for at laserpuls skal kunne treffe hårsekkene.

SLIK BRUKER DU PEACH™ 2 PRO MAX

- For at PEACH™ 2 Pro Max skal fungere effektivt må **behandlingsvinduet være i fullstendig kontakt med huden** – ellers aktiveres ikke lyspulseringen. Du bør jobbe metodisk og systematisk over huden for å sikre at ingen områder blir oversett. Plasser behandlingsvinduet rett ved siden av det sist behandlede området, uten opphold mellom pulseringene.
- **Nivå 1–3** er tilpasset sensitive områder og anbefales for nybegynnere eller personer med sensitiv hud. Ettersom lysintensiteten er lavere, kan det imidlertid være nødvendig med flere behandlinger for å oppnå ønsket resultat.
- **IPL-behandling i ansiktet skal kun utføres på kvinnelig hår nedenfor kinnbena** (overleppe, hake, kjevelinje). Skal ikke brukes på mannlig ansiktshår eller kvinnelig hår på kinn, panne, øyenbryn eller nær øynene.
- PEACH™ 2 Pro Max **skal ikke brukes på tatoveringer, fødselsmerker eller leverflekker**. Disse områdene bør tildekkes nøyte under behandlingen slik at huden rundt behandles på trygg måte.
- **Unngå å se direkte inn i lyset under behandlingen**. Som et ekstra sikkerhetstiltak anbefales det at du utfører behandlingen i et godt opplyst rom og bruker vernebriller, spesielt under ansiktsbehandling.
- Rengjør behandlingsvinduet etter hver bruk med en lett fuktig, lofri klut. **Ikke bruk alkohol, aceton eller andre rengjøringsmidler** som kan skade silikondelene. Vent i minst **5 minutter slik at enheten får avkjøles før du rengjør den**.
- Oppbevar PEACH™ 2 Pro Max tørt og **utilgjengelig sted for barn** når den ikke er i bruk.

PRODUKTINFORMASJON

11,5 cm² BEHANDLINGSVINDU

Avgir opptil 9,2 J/cm² med klinisk verifisert IPL-energi direkte ned i hårekkene for å oppnå sikker og effektiv hårfjerning og hemming av gjenvekst. Utstyrt med et integrert UV-filtersystem for økt sikkerhet.

BESKYTTELSESSKJERM

Den innovative silikonskjermen beskytter øynene mot intense lyspulseringer og tilpasser seg ergonomisk til kroppens konturer. Dette sikrer kontinuerlig kontakt med huden og reduserer risikoen for at behandlingsområder blir oversett.

360° AVKJØLINGSSYSTEM FOR HUDEN

Strategisk plasserte luftkanaler rundt behandlingsvinduet sprer kald luft over huden under behandlingen for å oppnå optimal komfort og redusere eventuell varmeinnvirkning.

STARTKNAPP

Aktiverer IPL-pulseringen. Trykk én gang for pulseringsmodus (egnet for mindre områder), eller hold knappen inne for glidemodus (for større behandlingsområder).

5 INTENSITETSINDIKATORER

Viser valgt IPL-intensitet på enheten for å sikre tydelig og presis kontroll.


PLUSS-/MINUSKNAPPER

Gjør det mulig å finjustere IPL-intensiteten for å tilpasse behandlingen optimalt i henhold til behovene til de ulike hudområdene.

AVTAKBAR STRØMKABEL

Avtakbart design for enkel håndtering og kompakt oppbevaring.

TO BEHANDLINGSMODUSER FOR ULIKE BEHANDLINGSOMRÅDER



GLIDE-MODE (GLIDEMODUS)

For rask og effektiv behandling av større områder på kroppen: *ben, armer, brystkasse, rygg og mage.*

1. Plasser behandlingsvinduet godt mot huden og velg ønsket lysintensitet.
2. Hold aktiveringsknappen inne helt til enheten begynner å blinke.
3. Før enheten sakte og jevnt fra nederst til øverst av behandlingsområdet. Sørg for at enheten beholder fullstendig hudkontakt slik at lyspulsringene sendes ut kontinuerlig.
4. Når du har nådd slutten av bevegelsen, løfter du enheten fra huden.
5. Gjenta prosessen i parallelle glidebevegelser helt til hele området er behandlet.

STAMP-MODE (PULSERINGSMODUS)

For behandling av mindre eller vanskelig tilgjengelige områder: *bikininlinjer, armhulene og ansikt under nederfor kinnlinjen.*

1. Plasser behandlingsvinduet godt mot huden og velg ønsket lysintensitet.
2. Trykk raskt på aktiveringsknappen for å sende ut én enkel lyspulsring.
3. Løft enheten fra huden og plasser den mot neste behandlingspunkt.
4. Fortsett å behandle punkt for punkt helt til hele området er behandlet.

BRUKSANVISNING

Før bruk: Last ned FOREO-appen for å låse opp og registrere PEACH™ 2-enheten første gang du bruker enheten. Dette gjør du ved å skanne QR-koden på baksiden av pakken eller i den medfølgende hurtigstartveiledningen.



FORBERED HUDEN

Før behandlingen må du barbere håret i området som skal behandles. For å oppnå best resultat anbefaler vi at du barberer bort kroppshår og behandler ansiktshår med dermaplaning. Sørg for at alle synlige hår på hudoverflaten er fjernet. Rengjør deretter huden og tørk den grundig.



PÅFØR PEACH™ COOLING PREP GEL

Påfør PEACH™ Cooling Prep Gel jevnt over det området som skal behandles. Masser inn et tynt lag helt til gelen er fullstendig absorbert av huden. Gelen fukter, avkjøler og optimerer lysoverføringen under behandlingen.



VELG INTENSITET

Start PEACH™ 2 og velg ønsket lysintensitet (nivå 1–5) ved bruk av pluss- og minusknappene. Vi anbefaler nivå 1–3 for nybegynnere eller sensitive områder.



GJENNOMFØR BEHANDLINGEN

Du starter behandlingen ved å plassere behandlingsvinduet flatt mot huden. Bruk glidemodus til å behandle større områder og pulseringsmodus til mindre områder.

FØR BEHANDLING

- For å oppnå best resultat bør du bruke PEACH™ 2 Pro Max én gang i uken de første 12 ukene, slik at du dekker alle hårvekstsyklusene.
- Etter den innledende behandlingsfasen anbefaler vi at du vedlikeholdsbehandler én gang i måneden – eller etter behov – slik at du opprettholder resultatene.
- Hvis en behandling uteblir i mer enn tre dager fra den planlagte behandlingen, bør den innledende behandlingsfasen (én gang i uken i 12 uker) startes på nytt.

FORVENTET RESULTAT

Etter omtrent seks uker med regelmessig bruk, bør du kunne se en synlig reduksjon av hårveksten. Etter tolv uker forventes et betydelig resultat, der de gjenværende hårene ofte er blitt lysere og finere. For å opprettholde resultatene anbefaler vi en regelmessig vedlikeholdsbehandling, vanligvis én gang i måneden. Ved fortsatt bruk etter vedlikeholdsfasen kan huden fortsatt være glatt og hårfri – uten behov for barbering eller voksing.



PEACH™ COOLING PREP GEL

For å oppnå optimal behandlingskvalitet og høyest mulig sikkerhet, anbefaler vi at alle IPL-enheter i PEACH™ 2 Collection brukes sammen med **FOREO PEACH™ Cooling Prep Gel**. Formelen er spesielt utviklet for å gjenfukte huden og tilføre en kjølede effekt som reduserer varmerelatert ubehag under lyspulsinger. Gelen bidrar til økt behandlingskomfort og sikrer jevn glidning over huden for å oppnå effektiv og kontrollert påføring. Produktet inneholder naturlige ingredienser og er dermatologisk testet for å sikre trygg bruk på alle hudtyper.



DERMATOLOGISK TESTET OG EGNET FOR ALLE HUDTYPER



VEGANSK OG IKKE TESTET PÅ DYR



INNEHOLDER 97 % INGREDIENSER AV NATURLIG OPPRINNELSE



INNEHOLDER IKKE: Sulfater (SLS/SLES), parabener, formaldehyd, ftalater, mineralolje, retinylpalmitat, oksybenzon, tjære, hydrokinon, triklosan og triklokarban

PEACH™ Cooling Prep Gel, 100 ml

Veil. pris: NOK 425,00

KONTAKT

Hvis du vil ha mer informasjon om FOREO og produktene våre, kan du kontakte

Emmanuelle Boman,
markedsførings- og PR-sjef i FOREO Nordics.
emmanuelle.boman@foreo.com

OM FOREO: FOREO er et svensk varemerke som ble grunnlagt i 2013 med et mål om å revolusjonere skjønnhetsverdenen. FOREOs produkter er skreddersydde for å dekke alle behov innen avansert hudpleie og har vunnet mer enn 200 priser for innovativt design og teknologi. I løpet av de siste årene har framgangen innen utvikling av produkter som endrer forutsetningene for profesjonell hudpleie hjemme, ført til en rask utvikling over hele verden, og i dag finner du FOREOs produkter i 80 land.