

## ANVÄNDARINSTRUKTIONER

**Innan användning:** Ladda ner FOREO-appen för att låsa upp och registrera din PEACH™ 2-enhet vid första användning genom att skanna QR-koden som finns på baksidan av förpackningen eller i den medföljande snabbstartsguiden.



### FÖRBERED HUDEN

Innan behandlingen ska håret i det område som ska behandlas rakas bort. För bästa resultat rekommenderas rakning av kroppshår och dermaplaning för ansiktshår. Se till att allt synligt hår på huden är avlägsnat. Rengör sedan huden och torka den noggrant.



### APPLICERA PEACH™ COOLING PREP GEL

Applicera PEACH™ Cooling Prep Gel jämnt över det område som ska behandlas. Massera in ett tunt lager tills gelen har absorberats helt av huden. Gelen återfuktar, svalkar och optimerar ljusöverföringen under behandlingen.



### VÄLJ INTENSITET

Starta PEACH™ 2 och välj önskad ljusintensitet (nivå 1-5) med hjälp av plus- och minusknapparna. Nivå 1-3 rekommenderas för nybörjare eller känsliga områden.



### UTFÖR BEHANDLINGEN

Utför behandlingen genom att placera behandlingfönstret plant mot huden. Använd glidläget för att behandla större områden och stämpelläget för mindre områden.