

KAKSI KÄSITTELYTILAA ERI KÄSITTELYALUEILLE



GLIDE MODE (LIUKUTILA)

Vartalon suurempien alueiden nopea ja tehokas käsittely:
Jalat, kädet, rinta, selkä ja vatsa

1. Aseta käsittelyikkuna tukevasti ihoa vasten ja valitse haluttu valointensiteetti.
2. Pidä aktivointipainiketta painettuna, kunnes laite alkaa vilkkua.
3. Siirrä laitetta hitaasti ja tasaisesti käsittelyalueen alhaalta ylös. Varmista, että säilytät täyden ihokontaktin, jotta valoimpulsseja lähetetään jatkuvasti.
4. Kun olet saavuttanut liikkeen loppuun, nosta laite pois iholta.
5. Toista prosessia rinnakkaisin vedoin, kunnes koko alue on käsitelty.

STAMP-MODE (LEIMATILA)

Pienempien tai vaikeasti saavutettavien alueiden käsittely:
Bikininraja, kainalot ja kasvot poskilinjan alapuolella.

1. Aseta käsittelyikkuna tukevasti ihoa vasten ja valitse haluttu valointensiteetti.
2. Paina nopeasti aktivointipainiketta lähettääksesi yhden valopulssin.
3. Nosta laite iholta ja aseta se seuraavaa kohtaa vasten.
4. Jatka käsittelyä kohta kohdalta, kunnes koko alue on käsitelty.