

SÅ ANVÄNDER DU FAQ™ 411



1. Applicera ett jämnt lager av **FAQ™ Body Sculpt Serum** på behandlingsområdet



2. Starta enheten och välj intensitet via + och - knapparna eller via **FAQ™ Swiss' app**.



4. Slep enheten långsamt över ben, säte, mage eller armar i uppåtgående rörelser.
Följ behandlingsguide i **FAQ™ Swiss' app** vid behov.

Rekommenderad användning: 5 gånger per vecka under de första 60 dagarna, därefter 2-3 gånger per vecka.