

4 TYPER AV MIKROSTRÖM

FAQ™ 402 är utrustad med fyra distinkta mikroströmstekniker som var och en är optimerad för att stimulera olika vävnadsdjup i huden och muskulaturen. Genom att variera strömstyrka, frekvens och stimuleringsteknik möjliggörs en målinriktad anti-age-effekt med både omedelbara och långsiktiga resultat.



Tapping Microcurrent™

Kortvariga, pulserande strömsignaler riktas mot hudens yttliga lager och det mest översiktliga muskelskiktet. Denna form av stimulering bidrar till ökad mikrocirkulation, förbättrad lyster och jämnare hudstruktur.



Lifting Microcurrent™

Sekventiellt varierad strömintensitet arbetar på det intermediära muskelskiktet. Genom att gradvis aktivera muskelgrupper skapas en lyftande effekt som bidrar till förbättrad ansiktskontur och tonus.



Sculpting Microcurrent™

Djupgående elektrisk stimulering som riktas mot de djupare muskelstrukturerna. Denna teknik bidrar till muskeltoning och ger ett fastare, mer skulpterat utseende över tid.



Advanced Microcurrent™

Stabil, kontinuerlig mikroström appliceras över samtliga vävnadslager – från hud till djup muskulatur – för att förstärka muskeltonus i samtliga nivåer och samtidigt förbättra hudens elasticitet och struktur.