

## 4 TYPER MIKROSTRØM

FAQ™ 402 er udstyret med fire forskellige slags mikrostrømsteknologi, der hver især er optimeret til at stimulere forskellige dybder af hudens væv og dens muskulatur. Ved at variere strømstyrke, frekvens og stimulerings teknologi muliggøres en målrettet anti-aging-effekt med både umiddelbare og langsigtede resultater.



### Tapping Microcurrent™

Kortvarige, pulserende strømsignaler rettes mod hudens overfladiske lag og det mest overfladiske muskellag. Denne form for stimulering bidrager til øget mikrocirkulation, forbedret glans og en glattere hudtekstur.



### Lifting Microcurrent™

Sekventielt varierende strømintensitet virker på det mellemliggende muskellag. Ved gradvist at aktivere muskelgrupper opnår teknologien en løftende effekt, der bidrager til forbedret ansigtskontur og -tone.



### Sculpting Microcurrent™

Dybdegående elektrisk stimulering, der er rettet mod de dybere muskelstrukturer. Denne teknologi bidrager til muskeltoning og giver et fastere og mere defineret udseende over tid.



### Advanced Microcurrent™

Stabil, kontinuerlig mikrostrøm påføres på tværs af alle vævslag – fra huden til de dybere muskler – for at styrke muskeltonus på alle niveauer, samtidig med at hudens elasticitet og struktur forbedres.