

SÅDAN BRUGER DU FAQ™ 411



1. Påfør et ensartet lag **FAQ™ BodySculpt Serum** på behandlingsområdet



2. Start apparatet , og vælg intensitet via knapperne + og - eller via **FAQ™ Swiss'-appen**.



4. Før langsomt apparatet hen over dine ben, balder, mave eller arme med opadgående bevægelser. Følg om nødvendigt behandlingsvejledningen i **FAQ™ Swiss'-appen**.

Anbefalet brug: 5 gange om ugen i de første 60 dage, derefter 2-3 gange om ugen.