

## SLIK BRUKER DU FAQ™ 411



1. Påfør et jevnt lag med **FAQ™ Body Sculpt Serum** på behandlingsområdet.



2. Start enheten og velg intensitet via pluss- og minusknappene, eller via **FAQ™ Swiss-appen**.



4. Beveg enheten sakte over bena, baken mogen eller armene i oppadgående bevegelser. Følg behandlingsvei-ledningen i **FAQ™ Swiss-appen** ved behov.

**Anbefalt bruk:** 5 ganger per uke de første 60 dagene, deretter 2-3 ganger per uke.