


4 TYPER MIKROSTRØM

FAQ™ 402 er utstyrt med fire forskjellige mikrostrømteknikker, som hver er optimalisert for å stimulere ulike dybder i hudens og muskulaturens vev. Ved å variere strømstyrke, frekvens og stimuleringsteknikk muliggjøres en målrettet antiagingeffekt med både umiddelbare og langsiktige resultater.



Tapping Microcurrent™

Kortvarige, pulserende strømsignaler rettes mot de øverste hudlagene og det øverste muskellaget. Denne formen for stimulering bidrar til økt mikrosirkulasjon, forbedret glød og glattere hudtekstur.



Lifting Microcurrent™

Sekvensielt variert strømintensitet virker på det mellomliggende muskellaget. Når muskelgrupper blir gradvis aktivert, skaper det en løftende effekt som bidrar til forbedret ansiktskontur og -tone.



Sculpting Microcurrent™

Dyptgående elektrisk stimulering som retter seg mot de dyptliggende muskelstrukturene. Denne teknikken bidrar til å tone musklene og gir et fastere, mer skulpturert utseende over tid.



Advanced Microcurrent™

Stabil, kontinuerlig mikrostrøm påføres over alle lagene med vev, fra hud til dyp muskulatur, hvilket styrker muskeltonusen på alle nivåer samtidig som hudens elastisitet og struktur forbedres.