

SLIK BRUKER DU FAQ™ 401



1. Påfør et tynt lag med **FAQ™ P1 Manuka Honey Primer** på tørr og rengjort hud.



2. Start enheten og velg intensitet via pluss- og minusknappene, eller via **FAQ™ Swiss-appen**.



5. Beveg enheten sakte oppover over pannen, kinnene, kjevelinjen og halsen. Følg behandlingsveiledningen i **FAQ™ Swiss-appen** ved behov.

Anbefalt bruk: 5 ganger per uke de første 60 dagene, deretter 2-3 ganger per uke.