


4 MIKROVIRTATYYPPIÄ

FAQ™ 402 on varustettu neljällä erillisellä mikrovirtatekniikalla, joista jokainen on optimoitu stimuloimaan eri kudossyvyksiä ihossa ja lihaksissa. Vaihtelemalla virran voimakkuutta, taajuutta ja stimulaatiotekniikkaa saadaan kohdennettu anti-age-vaikutus sekä välittömin että pitkäaikaisin tuloksin.



Tapping Microcurrent™

Lyhytkestoiset, sykkivät virtasignaalit suunnataan ihon pintakerrokseen ja pinnallisimpaan lihaskerrokseen. Tämä stimulaatiomuoto kohentaa mikroverenkiertoa, parantaa heikua ja tasoittaa ihon rakennetta.



Lifting Microcurrent™

Jaksottaisesti vaihteleva virran voimakkuus vaikuttaa välilihaskerrokseen. Aktivoimalla asteittain lihasryhmiä syntyy kohottava vaikutus, joka parantaa kasvojen muotoja ja jäntevyyttä.



Sculpting Microcurrent™

Syvä sähköstimulaatio, joka kohdistuu syvempiin lihasrakenteisiin. Tämä tekniikka edistää lihasten kiinteyttämistä ja tarjoaa kiinteämmän, selväpiirteisemmän ulkonäön ajan myötä.



Advanced Microcurrent™

Tasainen, jatkuva mikrovirta kohdistetaan kaikkiin kudokerrokseen - ihosta syviin lihaksiin - lihasjänteyden vahvistamiseksi kaikilla tasoilla ja samalla ihon kimmoisuuden ja rakenteen parantamiseksi.