

## FAQ™ 411:n KÄYTTÖ



1. Levitä tasainen kerros **FAQ™ Body Sculpt-seerumia** hoidettavalle alueelle



2. Käynnistä laite ja valitse voimakkuus + ja - painikkeilla tai **FAQ™ Swiss -sovelluksella**.



4. Pyyhkäise laitetta hitaasti jalkojen, pakaroiden, vatsan tai käsivarsien yli ylöspäin suuntautuvien liikkein. Noudata **FAQ™ Swiss -sovelluksen** käsittelyopasta tarvittaessa.

**Suositteltu käyttö:** 5 kertaa viikossa ensimmäiset 60 päivää, sitten 2-3 kertaa viikossa.