



# FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask

- En innovativ hydrogelmaske, der tager LED-lysbehandling til næste niveau

*Optimerer effekten af LED-lys, indkapsler fugt og stimulerer hudens regenereringsproces for fyldig hud med en strålende glass skin-finish.*



Efter den succesfulde lancering af professionelle LED-lysbehandlinger til hjemmebrug tager [FOREO](#) avanceret hudpleje til næste niveau med premiummærket [FAQ™ Swiss](#). Den seneste innovation, [FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask](#), er en gennemsigtig hydrogelmaske udviklet til at optimere effekten af LED-lysbehandling. I modsætning til traditionelle sheet-masker er denne avancerede hydrogelmaske designet til at tillade fuldstændig lysgennemtrængning. Dette sikrer, at LED-lyset når dybt ind i huden for optimale behandlingsresultater. Dens unikke formel er beriget med aktive ingredienser, der styrker hudbarrieren, forbedrer elasticiteten og giver en direkte opstrammende og fugtgivende effekt med øget glans.

## LED-LYSBEHANDLING I KOMBINATION MED HUDPLEJE

Siden lanceringen af vores anerkendte [FAQ™ 200 Collection](#), en serie af professionelle LED-lysmasker til hjemmebrug, er interessen for LED-lysbehandling fortsat med at stige. Markedet vokser hurtigt – en rapport fra [Grand View Research](#) anslår en årlig vækst på 12 %. Flere og flere forbrugere leder derfor efter metoder til at maksimere effekten af deres behandlinger ved at kombinere LED-lysbehandling med skræddersyet hudpleje.

På baggrund af den store interesse, vi ser, og de tilbagevendende spørgsmål, vi får fra forbrugerne, har vi identificeret en usikkerhed omkring, hvilke produkter der bedst komplementerer LED-lysbehandling, og hvilke der bør undgås. For at sikre, at LED-lysbehandlinger giver både sikre og optimale resultater, er det afgørende at bruge hudpleje, der interagerer med og forstærker effekten fra lyset.

## KLINISK DOKUMENTERET EFFEKT

Kliniske undersøgelser viser, at de rigtige hudplejeprodukter kan forbedre resultaterne af LED-lysbehandling ved at øge hudens følsomhed over for lyset og optimere dens virkninger ([Journal of Cosmetic Dermatology, 2023](#), [BMC Oral Health, 2023](#)):

- ✓ **Hurtigere hudfornyelse og heling** – Rødt LED-lys øger blodcirkulationen, reducerer betændelse og accelererer hudens naturlige reparationsproces, især når det kombineres med beroligende og fugtgivende hudpleje.
- ✓ **Forbedret absorption af aktive ingredienser** – LED-lysbehandling har vist sig at øge hudens absorptionsevne, hvilket tillader en bedre absorbering af ingredienser som hyaluronsyre, C-vitamin og peptider og giver mere synlige resultater.

## HUDDLEJEPRODUKTER DER SKAL UNDGÅS UNDER LED-LYSBEHANDLING

- ⊗ **Benzoylperoxid, retinol og syrer (AHA, BHA, PHA)** – Kan øge hudens følsomhed og risikoen for irritation.
- ⊗ **Fotosensibiliserende midler og medicin** – Kan øge risikoen for hyperpigmentering.
- ⊗ **Okklusive cremer, zinkpasta, olier og fysikalisk solbeskyttelse (SPF)** – Danner en barriere, der forhindrer LED-lyset i at nå huden.

## INNOVATIONEN BAG FAQ™ GLASS SKIN COLLAGEN FACE MASK



For at maksimere effekten af LED-lysbehandling i kombination med hudpleje har vi udviklet **FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask**. Dens innovative hydrogelstruktur er specielt designet til brug med LED-masker og kombinerer avanceret teknologi med avanceret hudpleje.

I modsætning til traditionelle sheet-masker, som ofte er fremstillet af fiber eller biocellulose, har denne maske en gelbaseret struktur med polysaccharider og fugtbindende stoffer. Denne unikke sammensætning skaber en okklusiv effekt, der indkapsler fugt og optimerer absorptionen af aktive ingredienser i dybden.

Maskens gennemsigtige materiale sikrer **fuldstændig lysgennemtrængning**, så LED-lyset kan passere uhindret igennem og nå dybt ind i huden. Samtidig forbedres hudens optagelse af serumets aktive ingredienser for at opnå maksimal effekt. Masken virker desuden effektivt uden LED-lys og kan bruges som selvstændig behandling.

**Triple-action-formelen** er beriget med **Edelweiss-stamcelleekstrakt**, en kraftig antioxidant, der beroliger huden, reducerer rødme og styrker dens beskyttende evne mod eksterne stressfaktorer. **Multi-Peptide Complex** og **kollagen** giver en øjeblikkelig opstrammende effekt ved at forbedre hudens fasthed og elasticitet – hvilket resulterer i synligt glattere, fyldigere og mere smidig hud.

Behandlingen efterlader huden intenst fugtet og fyldig, med en mere jævn hudtone og en silkeblød, strålende glass skin-finish.

## VIGTIGE FUNKTIONER




### SMART DESIGN

- **Optimeret til LED-lysbehandling** – Transparent hydrogelstruktur sikrer maksimal lysgennemtrængning og forstærker effekten af lysbehandlinger.
- **Præcisionstilpasset pasform** – Todelt design, der former sig efter ansigtets konturer for overlegen hudkontakt og optimal effekt.
- **Fugtgivende teknologi** – Hydrogelsammensætning indkapsler og bevarer fugt for at understøtte hudens naturlige genopretning.
- **Biologisk nedbrydelig og bæredygtig** – Maskens hydrogelformel består af biologisk nedbrydelige polymerer, der opløses i varmt vand, hvilket reducerer miljøbelastningen og giver en mere bæredygtig hudplejerutine.

## KRAFTFULDE INGREDIENSER

### Multi-Peptide Complex – Stimulerer kollagenproduktionen og forbedrer hudens tekstur

- **Kobberpeptider** – Understøtter kollagensyntesen og hudens reparationsproces og har antioxidantegenskaber, der beskytter mod oxidativ stress.
- **Acetyl Hexapeptide-8** – Reducerer forekomsten af fine rynker ved midlertidigt at reducere muskelsammentrækninger, hvilket efterlader huden glattere og mere opstrammet.
- **Palmitoyl Pentapeptide-4 og Palmitoyl Tripeptide-5** – Øger kollagenproduktionen for en fastere og mere spændstig hud med en mere jævn tekstur og hudtone.
- **Oligopeptider** – Styrker hudens barrierefunktion og har beroligende egenskaber, der kan hjælpe med at reducere irritation og rødme.




### Edelweiss-stamcelleekstrakt – Styrker hudbarrieren og med antioxiderende effekt

- Højt indhold af flavonoider og leontopodsyre, der beskytter huden mod frie radikaler og ydre belastninger.
- Styrker hudbarrieren og hjælper med at opretholde en sund fugtbalance.
- Lindrer følsom hud og reducerer rødme takket være de anti-inflammatoriske egenskaber.
- Stimulerer kollagenproduktionen og resulterer i en fastere og mere elastisk og spændstig hud med mere jævn tekstur og hudtone.




### Kollagen – Øger hudens elasticitet og fugter i dybden

- Øger hudens fasthed og giver en mere spændstig hudstruktur ved at støtte kollagenproduktionen.
- Styrker hudens evne til at binde fugt for dybdegående og langvarig fugtning.
- Reducerer forekomsten af fine rynker ved at fylde huden indefra med strukturgivende proteiner.
- Stimulerer fibroblaster, som fremmer cellefornyelsen og øger hudens reparationsproces.




**FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask** består af **92 % ingredienser af naturlig oprindelse** og er **biologisk nedbrydelig, vegansk og cruelty-free**. Med skånsomme ingredienser og en **parfume fri formel** er den **velegnet til alle hudtyper**.

## SÅDAN BRUGER DU FAQ™ GLASS SKIN COLLAGEN FACE MASK



1. Rens og tør huden grundigt for at sikre den bedst mulige absorbering.



2. Påfør masken ved først at anbringe den øverste del over panden og kindbenene, efterfulgt af den nederste del over munden og kæbelinjen.



3. **Valgfrit:** Anbring en hvilken som helst LED-maske ovenpå og udfør behandlingen i op til 15 min. Fjern masken og massér det resterende serum ind i huden.

**Anbefalet brug:** 3-5 gange om ugen, med eller uden LED-maske.

## TILGÆNGELIGHED



FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask lanceres i marts 2025 og kan fås hos [Nordicfeel](#), [LYKO](#) og [FOREO.com](#).

FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask (5 stk./pakke)  
RRP: 649 DKK

FAQ™ 202 LED Light Face Mask  
RRP: 6.299 DKK

Kontakt [Emmanuelle Boman](#), Marketing & PR Manager, FOREO Nordics for mere information om **FAQ™ Swiss** og vores produkter.

FAQ™ Swiss er den seneste tilføjelse til FOREO's mærkeportefølje, skabt specielt til folk, der tager hudpleje meget alvorligt. Den henvender sig til dem, der investerer i kliniske hudplejebehandlinger for at bevare deres huds vitalitet, og som forventer den samme høje kvalitet af behandlinger, som de selv kan udføre, uanset hvor de er. Som premium-mærke tilbyder FAQ™ Swiss produkter med avanceret teknologi og luksuriøse materialer til de mest kræsne brugere, der sætter pris på enestående resultater. FAQ™ Swiss har til formål at redefinere, hvordan samfundet og den enkelte ser på aldring, ved at minde os om, at selv om aldring er uundgåelig, kan vi påvirke, hvordan vi ældes. Ved at forebygge og støtte kroppens naturlige processer i stedet for at ty til drastiske og invasive foranstaltninger på et senere tidspunkt, skaber vi en mere bæredygtig vej til velvære. Med dette i tankerne er FAQ™ Swiss stolt af at være pioner inden for en ny æra af anti-ageing-behandlinger ved at tilbyde avancerede højteknologiske løsninger til hjemmebrug. Disse enheder leverer resultater, der kan sammenlignes med behandlinger udført på professionelle hudplejeklinikker.