



# FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask

– En innovativ hydrogelmaske som tar LED-lysbehandling til neste nivå

*Optimaliserer effekten av LED-lys, innkapsler fuktighet og stimulerer hudens regenereringsprosess, noe som gir en fyldig hud med strålende glasshud-effekt.*



Etter vellykkede lanseringer av profesjonelle LED-lysbehandlinger til hjemmebruk tar [FOREO](#) avansert hudpleie til neste nivå med premiumsvaremerket [FAQ™ Swiss](#). Den nyeste innovasjonen, [FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask](#), er en gjennomsiktig hydrogelmaske utviklet for å optimalisere effekten av LED-lysbehandling. I motsetning til tradisjonelle sheet-masker gir denne avanserte hydrogelmasken fullstendig lysgjennomslipp. Dette sikrer at LED-lyset når dypt ned i huden for optimale behandlingsresultater. Den unike formuleringen er beriket med aktive ingredienser som styrker hudbarrieren, forbedrer elastisiteten og gir en umiddelbar oppstrammende og fuktighetsgivende effekt med økt glans.

## LED-LYSTERAPI KOMBINERT MED HUDPLEIE

Siden lanseringen av vår anerkjente [FAQ™ 200 Collection](#), en serie som omfatter profesjonelle LED-lysmasker til hjemmebruk, har interessen for LED-lysterapi fortsatt å øke. Markedet vokser fort – en rapport fra [Grand View Research](#) anslår den årlige veksten til 12 %. Stadig flere forbrukere søker derfor etter metoder for å maksimere effekten av behandlingene ved å kombinere LED-lysbehandling med tilpasset hudpleie.

Basert på den store interessen vi ser, og de gjentatte spørsmålene vi får fra forbrukerne, har vi identifisert en usikkerhet angående hvilke produkter som best kompletterer LED-lysterapi, og hvilke som bør unngås. For å sikre at LED-lysbehandlinger gir både sikre og optimale resultater er det avgjørende å bruke hudpleie som virker sammen med og forsterker lysets effekt.

## KLINISK DOKUMENTERT EFFEKT

Kliniske studier viser at de rette hudpleieproduktene kan forbedre resultatene av LED-lysbehandling ved å styrke hudens mottagelighet for lyset og optimalisere virkningene ([Journal of Cosmetic Dermatology, 2023](#), [BMC Oral Health, 2023](#)):

- ✓ **Raskere hudfornyelse og heling** – Rødt LED-lys øker blodsirkulasjonen, reduserer inflammasjon og fremskynder hudens naturlige reparasjonsprosess, særlig i kombinasjon med beroligende og fuktende hudpleie.
- ✓ **Forbedret opptak av aktive ingredienser** – LED-lysterapi har vist seg å øke hudens opptaksevne, noe som gjør at ingredienser som hyaluronsyre, C-vitamin og peptider kan absorberes bedre og gi mer synlige resultater.

## HUDPLEIEPRODUKTER Å UNNGÅ VED LED-LYSBEHANDLING

- ⊘ **Benzoylperoksid, retinol og syrer (AHA, BHA, PHA)** – kan øke hudens følsomhet og risiko for irritasjon.
- ⊘ **Fotosensibiliserende stoffer og legemidler** – kan øke risikoen for hyperpigmentering.
- ⊘ **Tilstoppende kremer, sinkpasta, oljer og fysisk solkrem (SPF)** – skaper en barriere som hindrer LED-lyset i å nå huden.

## INNOVASJONEN BAK FAQ™ GLASS SKIN COLLAGEN FACE MASK



For å maksimere effekten av LED-lysbehandling i kombinasjon med hudpleie har vi utviklet **FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask**. Dens innovative hydrogelstruktur er spesielt utviklet til å brukes med LED-masker og kombinerer avansert teknologi med avansert hudpleie.

I motsetning til tradisjonelle sheet-masker, som ofte består av fiber eller biocellulose, har denne masken en gelbasert struktur produsert av polysakkarider og fuktighetsbindende stoffer. Denne unike sammensetningen skaper en sperreeffekt som kapsler inn fuktighet og optimaliserer absorpsjonen av aktive ingredienser i dybden.

Maskens gjennomsiktige materiale sikrer **fullstendig lysgjennomslipp**, slik at LED-lyset kan passere uhindret og nå dypt ned i huden. Samtidig forbedres hudens opptak av serumets aktive ingredienser for maksimal effekt. Masken virker dessuten effektivt uten LED-lys og kan med fordel brukes som en frittstående behandling.

Den **trippelvirkende formelen** er beriket med **edelweiss-stamcelleekstrakt**, en kraftig antioksidant som roer huden, reduserer rødhet og styrker beskyttelsen mot ytre påkjenninger. **Multi-Peptide Complex og kollagen** gir en umiddelbar oppstrammende effekt ved å forbedre hudens fasthet og elastisitet – noe som resulterer i en **synlig jevnere, fyldigere og spenstigere hud**.

Behandlingen etterlater huden intensivt fuktet og fyldig, med en jevnere hudtone og en silkeglatt, strålende glasshud-effekt.

## NØKKELEGENSKAPER




### SMART DESIGN

- **Optimalisert for LED-lysterapi** – gjennomsiktig hydrogelstruktur sikrer maksimal lysgjennomtrenging og forbedrer virkningen av lysbehandlinger.
- **Presisjonstilpasset passform** – todelt design som former seg etter ansiktets konturer for overlegen hudkontakt og optimal effekt.
- **Fuktighetsbevarende teknologi** – hydrogelsammensetningen kapsler inn og bevarer fuktighet for å støtte hudens naturlige restitusjon.
- **Biologisk nedbrytbar og bærekraftig** – maskens hydrogelformulering består av biologisk nedbrytbare polymer som løses opp i varmt vann. Dette reduserer miljøpåvirkningen og gir en mer bærekraftig hudpleierutine.

## EFFEKTIVE INGREDIENSER

### Multi-Peptide Complex – stimulerer kollagenproduksjonen og forbedrer hudens struktur

- **Kobberpeptider** – støtter kollagensyntesen og hudens reparasjonsprosess og har antioksidative egenskaper som beskytter mot oksidativt stress.
- **Acetylheksapeptid-8** – reduserer synligheten av fine linjer ved midlertidig å redusere muskelsammentrekninger, noe som gjør huden glattere og strammere.
- **Palmitoylpentapeptid-4 og palmitoyltripectid-5** – øker kollagenproduksjonen for en fastere og spenstigere hud med jevnere tekstur og hudtone.
- **Oligopeptider** – styrker hudens barrierefunksjon og har beroligende egenskaper som kan bidra til å redusere irritasjon og rødhet.




### Edelweiss-stamcelleekstrakt – styrker hudbarrieren og har en antioksidativ effekt

- Høyt innhold av flavonoider og leontopodsyre, som beskytter huden mot frie radikaler og ytre påkjenninger.
- Styrker hudbarrieren og bidrar til å opprettholde en sunn fuktighetsbalanse.
- Roer følsom hud og reduserer rødhet ved hjelp av de antiinflammatoriske egenskapene.
- Stimulerer kollagenproduksjonen og gir en fastere og spenstigere hud med jevnere tekstur og hudtone.



### Kollagen – øker hudens elastisitet og virker fuktighetsgivende i dybden

- Øker hudens fasthet og gir en spenstigere hudstruktur ved å støtte kollagenproduksjonen.
- Styrker hudens evne til å binde fuktighet både dyptgående og langvarig.
- Reduserer synligheten av fine linjer ved å fylle ut huden fra innsiden med strukturgivende proteiner.
- Stimulerer fibroblaster som fremmer cellefornyelse og øker hudens reparasjonsprosess.



**FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask** består av **92 % ingredienser fra naturlige kilder** og er **biologisk nedbrytbar, vegansk og cruelty-free**. Med skånsomme ingredienser og **parfymefri formulering** er den **egnet for alle hudtyper**.

## SLIK BRUKER DU FAQ™ GLASS SKIN COLLAGEN FACE MASK



1. Rengjør og tørk huden grundig for å sikre best mulig absorpsjon.
2. Plasser masken ved først å legge den øvre delen over pannen og kinnbena, etterfulgt av den nedre delen over munn og kjevelinje.
3. **Valgfritt:** Legg en valgfri LED-maske over og la behandlingen virke i opptil 15 minutter. Fjern masken og masser det gjenværende serumet inn i huden.

**Anbefalt bruk:** 3–5 ganger i uken, med eller uten LED-maske.

## TILGJENGELIGHET



FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask lanseres i mars 2025 og fås hos [Nordicfeel](#), [LYKO](#) og [FOREO.com](#).

FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask (5 stk./pk.)  
Veil. pris: 995 NOK

FAQ™ 202 LED Light Face Mask  
Veil. pris: 9.995 NOK

For å få mer informasjon om FAQ™ Swiss og produktene våre kan du kontakte [Emmanuelle Boman](#), markedsførings- og PR-ansvarlig i FOREO Nordics.

FAQ™ Swiss er det siste tilskuddet i FOREOs varemerkeportefølje, spesielt utviklet for personer som tar hudpleie på største alvor. Det er rettet mot dem som investerer i kliniske hudpleiebehandlinger for å opprettholde hudens vitalitet og forventer seg samme høye kvalitet i behandlinger som de kan utføre selv, hvor de enn befinner seg. Som et varemerke innen premiumsegmentet tilbyr FAQ™ Swiss produkter med avansert teknologi og luksuriøse materialer for de mest kresne brukerne som setter pris på eksepsjonelle resultater. FAQ™ Swiss ønsker å omdefinere hvordan samfunnet og individer ser på aldring, ved å minne oss på at selv om aldring er uunngåelig, kan vi påvirke hvordan vi eldes. Ved å forebygge og støtte kroppens naturlige prosesser i stedet for å ty til drastiske og invasive tiltak på et senere tidspunkt skaper vi en mer bærekraftig vei mot velvære. Med dette som utgangspunkt er FAQ™ Swiss stolte over å bane vei for en ny epoke av antialdningsbehandlinger ved å tilby avanserte, høyteknologiske løsninger til hjemmebruk. Disse enhetene leverer resultater som kan måle seg med behandlinger utført på profesjonelle hudpleieklinikker.