



## FAQ™ SWISS REVOLUTIONERAR HÅRVÅRD MED AVANCERAD LED-TEKNOLOGI FÖR STARKARE OCH FYLLIGARE HÅR

*Det optimala komplementet till topikala behandlingar för håravfall.*



Efter framgångsrika lanseringar av professionella LED-ljusbehandlingar för hemmabruk bryter [FOREO](#) ny mark inom beauty-tech med sitt premiumsegment [FAQ™ Swiss](#). Nu utökar beauty-tech-pionjären sitt sortiment till kliniska behandlingar för hår och hårbotten med lansering av den senaste innovationen, **FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager**. Denna banbrytande enhet är särskilt utformad för att motverka håravfall hos både män och kvinnor. FAQ™ 301 använder naturlig cellulär energi för att revitalisera hårsäckarna, vilket resulterar i en friskare hårbotten och ett synligt tjockare och starkare hår. Genom att tillgängliggöra avancerade kliniska lösningar inom hårvård för en bredare publik fortsätter FOREO att leda utvecklingen för beauty-tech.


### HÅRAVFALL: ORSAKER OCH BEHANDLINGSMETODER

[Alopeci, eller håravfall](#), är ett omfattande problem som påverkar både män och kvinnor och kan uppstå på grund av en rad inre och yttre faktorer, inklusive genetiska predispositioner, hormonella obalanser, stress, bristfällig näring och miljöföroreningar. [Studier](#) visar att 50 % av alla män globalt kommer att drabbas av håravfall vid 50 års ålder, medan 40 % av alla kvinnor upplever håravfallsproblem vid 40 års ålder. Denna ökande [prevalens av alopeci](#) har drivit på efterfrågan efter naturliga, vetenskapligt underbyggda och avancerade behandlingar, samtidigt som fokus alltmer skiftar från att enbart behandla symptomen till att förbättra hårbottens hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv.

## INNOVATIONEN BAKOM FAQ™ 301

**FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager** är en banbrytande innovation inom hårvårdsteknologi. Denna avancerade enhet kombinerar toppmodern LED-teknologi med T-Sonic™ massage för att förbättra hårbottens hälsa och stimulera hårväxt. Till skillnad från traditionella massageborstar för hårbotten är FAQ™ 301 utrustad med rött LED-ljus (650 nm) och T-Sonic™ massage för att behandla hårbotten på cellulär nivå och adressera de grundläggande orsakerna till hårförtunning och håravfall.

FAQ™ 301 är dessutom specifikt utvecklad för att optimera effekten av topikala hårväxtbehandlingar, såsom **FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum** och etablerade produkter som **Minoxidil**. Genom att tillfälligt vidga hårbottens porer möjliggör enheten en djupare penetration av aktiva ingredienser i hårsäckarna, vilket förbättrar deras verkan och effektivt främjar hårväxten.



## DOKUMENTERAD VETENSKAPLIG EFFEKT

Kliniska studier har visat att [LED-ljusterapi](#) har en betydande och positiv inverkan på hårväxt genom att öka hårtätheten och förlänga hårets tillväxtfas (anagen). Det röda LED-ljuset stimulerar hårsäckarna och främjar produktionen av tjockare hårstrån, vilket bidrar till att reducera håravfall. [T-Sonic™-massagen](#) erbjuder dessutom en skonsam behandling som stimulerar blodcirkulationen i hårbotten, vilket säkerställer att syre och viktiga näringsämnen tränger djupt ner i huden och når hårsäckarna effektivt. Detta stödjer optimal återhämtning och främjar en hälsosam hårväxt.




*I bild: Resultat före och efter hårväxtstimulerande behandling med LED-ljus.*

## PRODUKTINFO: [FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager](#)

**FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager** är den senaste innovationen från FOREO som *kombinerar avancerad LED-teknologi med T-Sonic™ massage* för att effektivt motverka håravfall och stimulera hårväxt. Denna enhet är noggrant utvecklad för att erbjuda en omfattande behandling för både hårbotten och hårstrån, vilket resulterar i en hälsosammare hårbotten och ett starkare, fylligare hår.

Den kliniskt bevisade effekten av FAQ™ 301 säkerställer en ökning av hårtäthet och en förlängning av hårets tillväxtfas. Det röda LED-ljuset med en våglängd på 650nm, stimulerar hårsäckarna, vilket främjar produktionen av tjockare hårstrån och reducerar håravfall. T-Sonic™-massagen förbättrar blodcirkulationen i hårbotten, vilket säkerställer bättre tillgång till syre och näringsämnen och därmed stödjer en optimal återhämtning med ökad hårväxt som följd.



### NYCKLEGENSKAPER OCH FÖRDELAR

FAQ™ 301 är utrustad med 20 röda LED-lampor som arbetar tillsammans med 637 ultra-hygieniska silikonborststrån. Dessa borststrån löser effektivt upp beläggningar i hårbotten och förhindrar att hårsäckarna täpps till av döda hudceller, svett, sebum och stylingprodukter, vilket är vanliga orsaker till håravfall. Borstens strån separerar även håret för att säkerställa att LED-ljuset når ner och sprids jämt över hela hårbotten.

Enheten erbjuder sex intensitetsnivåer som enkelt kan justeras efter individuella behov. Den är app-ansluten och erbjuder tre förprogrammerade behandlingar: en som är utvecklad för manlig hårväxt, en för kvinnlig hårväxt, och en för djup hårbottenmassage, vilket ger en anpassad och effektiv behandling för alla behov.

### KLINISKT DOKUMENTERADE RESULTAT

- 100 % av användarna rapporterade en synlig förbättring av hårväxt och hårtjocklek efter en månad.
- 94 % av användarna upplevde ökad volym och minskad skörhet efter två veckor.
- 94 % av användarna noterade en mindre fet hårbotten och reducerad mjäll efter två veckor.

### ANVÄNDNINGSPROCEDUR

För att börja använda FAQ™ 301, ladda ner FAQ™ Swiss-appen för att registrera enheten och aktivera garantin.



Dela upp hårbotten i fyra sektioner och behandla varje område separat. Applicera valfri vätske-behandling eller serum avsett för hårbotten. Aktivera enheten, justera intensiteten och följ appens guidade behandlingar. För enheten fast mot hårbotten och massera långsamt i små, cirkulära rörelser över en sektion av hårbotten. Enhetens inbyggda timer kommer att pulsera för att signalera när det är dags att gå vidare till nästa sektion. Fortsätt på detta sätt tills du har behandlat alla önskade områden. För att stänga av enheten, tryck och håll in strömbrytaren i 3 sekunder. För bästa resultat, använd dagligen i 1-3 minuter per behandlingsområde.

## PRODUKTINFO: [FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum](#)

För att ytterligare förstärka effekten av **FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager** och maximera resultaten mot hårfall och hårförtunning har FAQ™ Swiss utvecklat **FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum**. Detta lätta serum reparerar hårsäckarna och stärker hårstråna, vilket minskar risken för hårfall. Genom att balansera mikrobiomet bidrar serumet till att förbättra hårbottenmiljön och främjar sund hårväxt, samtidigt som det reglerar talgproduktionen och motverkar fett hår.



### KRAFTFULLA INGREDIENSER

#### Mikrobiombalanserande Probiotika

Förbättrar hårhälsan genom att skapa en optimal miljö i hårbotten. Detta främjar bättre näringsupptag och minskar inflammation. Probiotika bidrar även till att upprätthålla fuktbalansen i hårbotten och motverkar hårfall genom att stärka hårsäckarnas funktion och struktur.

#### Hårstärkande Rödklöverextrakt

Bidrar till att minska hårfall genom att hämma aktiviteten hos dihydrotestosteron (DHT), ett hormon kopplat till hårfall. Extraktet har även antioxidanta och antiinflammatoriska egenskaper som främjar en hälsosam hårbotten och stärker hårväxten.

#### [Reparerande Centella Asiatica \(Cica\)](#)

Förbättrar mikrocirkulationen i hårbotten, vilket säkerställer ökad näringstillförsel till hårsäckarna och stimulerar hårväxt. Cica har även lugnande egenskaper som minskar irritation och bevarar en hälsosam miljö för optimal hårväxt.

- Formulerat med 97% ingredienser av naturligt ursprung
- Parfymfritt
- Veganskt och cruelty-free
- Dermatologiskt testat och lämpligt för alla hud- och hårtyper



### TILLGÄNGLIGHET

**FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager** och **FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum** lanseras i September 2024 och finns tillgängliga på **Nordicfeel, Åhlens, Lyko och FOREO.com**.

- FAQ™ 301 LED Hair Strengthening Scalp Massager, RRP SEK 3995: -
- FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum 60 mL, RRP SEK 915: -
- FAQ™ Silicone Cleaning Spray 60 mL, RRP SEK 195: -

För mer information om FAQ™ Swiss och våra produkter, vänligen kontakta [Emmanuelle Boman](#), Marketing & PR Manager, FOREO Nordics.

FAQ™ Swiss är det senaste tillskottet i FOREO's varumärkesportfölj, skapat speciellt för personer som tar hudvård på största allvar. Det riktar sig till dem som investerar i kliniska hudvårdsbehandlingar för att upprätthålla hudens vitalitet och förväntar sig samma höga kvalitet i behandlingar som de kan utföra själva, var de än befinner sig. Som ett varumärke inom premiumsegmentet erbjuder FAQ™ Swiss produkter med avancerad teknologi och lyxiga material för de mest kräsna användarna som värdesätter exceptionella resultat. FAQ™ Swiss strävar efter att omdefiniera hur samhället och individer ser på åldrande, genom att påminna oss om att även om åldrande är oundvikligt, kan vi påverka hur vi åldras. Genom att förebygga och stödja kroppens naturliga processer istället för att ta till drastiska och invasiva åtgärder i ett senare stadie, skapar vi en mer hållbar väg mot välbefinnande. Med detta som utgångspunkt är FAQ™ Swiss stolta över att bana väg för en ny era av anti-aging-behandlingar, genom att erbjuda avancerade högteknologiska lösningar för hemmabruk. Dessa enheter levererar resultat som kan mäta sig med behandlingar utförda på professionella hudvårdskliniker.