



# FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask

- En innovativ hydrogelmask som tar LED-ljusbehandling till nästa nivå

*Optimerar effekten av LED-ljus, kapslar in fukt och stimulerar hudens regenerationsprocess för en plumpad hud med strålande glass skin-finish.*



Efter framgångsrika lanseringar av professionella LED-ljusbehandlingar för hemmabruk tar [FOREO](#) avancerad hudvård till nästa nivå med premiumvarumärket [FAQ™ Swiss](#). Den senaste innovationen, [FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask](#), är en transparent hydrogelmask utvecklad för att optimera effekten av LED-ljusbehandling. Till skillnad från traditionella sheet masks är denna avancerade hydrogelmask utformad för att möjliggöra fullständigt ljusgenomsläpp. Detta säkerställer att LED-ljuset når djupt ner i huden för optimala behandlingsresultat. Dess unika formula är berikad med aktiva ingredienser som stärker hudbarriären, förbättrar elasticiteten och ger en direkt uppstramande och återfuktande effekt med ökad lyster.

## LED-LJUSTERAPI I KOMBINATION MED HUDVÅRD

Sedan lanseringen av vår välrenommerade [FAQ™ 200 Collection](#), en serie som omfattar professionella LED-ljusmasker för hemmabruk, har intresset för LED-ljusterapi fortsatt att öka. Marknaden växer snabbt – en rapport från [Grand View Research](#) uppskattar den årliga tillväxten till 12 %. Allt fler konsumenter söker därför efter metoder för att maximera effekten av sina behandlingar genom att kombinera LED-ljusbehandling med anpassad hudvård.

Baserat på det stora intresse vi ser och de återkommande frågor vi får från konsumenterna, har vi identifierat en osäkerhet kring vilka produkter som bäst kompletterar LED-ljusterapi och vilka som bör undvikas. För att säkerställa att LED-ljusbehandlingar ger både säkra och optimala resultat är det avgörande att använda hudvård som samverkar med och förstärker ljusets effekt.

## KLINISKT DOKUMENTERAD EFFEKT

Kliniska studier visar att rätt hudvårdsprodukter kan förbättra resultaten av LED-ljusbehandling genom att stärka hudens mottaglighet för ljuset och optimera dess effekter ([Journal of Cosmetic Dermatology, 2023](#), [BMC Oral Health, 2023](#)):

- ✓ **Snabbare hudförnyelse och läkning** – Rött LED-ljus ökar blodcirkulationen, minskar inflammation och påskyndar hudens naturliga reparationsprocess, särskilt i kombination med lugnande och återfuktande hudvård.
- ✓ **Förbättrat upptag av aktiva ingredienser** – LED-ljusterapi har visat sig öka hudens upptagningsförmåga, vilket gör att ingredienser som hyaluronsyra, vitamin C och peptider kan absorberas bättre och ge mer synliga resultat.

## HUDVÅRDSPRODUKTER ATT UNDVIKA VID LED-LJUSBEHANDLING

- ⊘ **Benzoylperoxid, retinol och syror (AHA, BHA, PHA)** – Kan öka hudens känslighet och risken för irritation.
- ⊘ **Fotosensibiliserande ämnen och läkemedel** – Kan öka risken för hyperpigmentering.
- ⊘ **Ocklusiva krämer, zinkpasta, oljor och fysikaliska solskydd (SPF)** – Bildar en barriär som hindrar LED-ljuset från att nå huden.

## INNOVATIONEN BAKOM FAQ™ GLASS SKIN COLLAGEN FACE MASK



För att maximera effekten av LED-ljusbehandling i kombination med hudvård har vi utvecklat **FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask**. Dess innovativa hydrogelstruktur är särskilt designad för att användas med LED-masker och kombinerar avancerad teknologi med avancerad hudvård.

Till skillnad från traditionella sheet masks, som ofta består av fiber eller biocellulosa, har denna mask en gelbaserad struktur framtagen av polysackarider och fuktbindande ämnen. Denna unika sammansättning skapar en ocklusiv effekt som kapslar in fukt och optimerar absorptionen av aktiva ingredienser på djupet.

Maskens transparenta material säkerställer **fullständigt ljusgenomsläpp**, vilket gör att LED-ljuset kan passera obehindrat och nå djupt ner i huden. Samtidigt förbättras hudens upptag av serumets aktiva ingredienser för maximal effekt. Masken verkar dessutom effektivt utan LED-ljus och kan med fördel användas som en fristående behandling.

Den **trippelverkande formulan** är berikad med **Edelweiss-stamcellsextrakt**, en kraftfull antioxidant som lugnar huden, minskar rodnad och stärker dess skydd mot yttre påfrestningar. **Multi-Peptide Complex och kollagen** ger en omedelbar uppstramande effekt genom att förbättra hudens fasthet och elasticitet – vilket resulterar i en **synbart jämnare, fylligare och mer spänstig hud**.

Behandlingen lämnar huden intensivt återfuktad och plumpad, med en jämnare hudton och en silkeslen, strålande glass skin-finish.

## NYCKELEGENSKAPER




### SMART DESIGN

- **Optimerad för LED-ljusterapi** – Transparent hydrogelstruktur säkerställer maximal ljusgenomträngning och förbättrar effekten av ljusbehandlingar.
- **Precisionsanpassad passform** – Tvådelad design som formar sig efter ansiktets konturer för överlägsen hudkontakt och optimal effekt.
- **Fuktbevarande teknologi** – Hydrogelkompositionen kapslar in och bibehåller fukt för att stödja hudens naturliga återhämtning.
- **Biologiskt nedbrytbar & hållbar** – Maskens hydrogelformula består av biologiskt nedbrytbara polymerer som löses upp i varmt vatten, vilket minskar miljöpåverkan och för en hållbarare hudvårdsrutin.

## KRAFTFULLA INGREDIENSER

### Multi-Peptide Complex – Stimulerar kollagenproduktionen och förbättrar hudens struktur

- **Kopparpeptider** – Stödjer kollagensyntesen och hudens reparationsprocess samt har antioxidativa egenskaper som skyddar mot oxidativ stress.
- **Acetyl Hexapeptide-8** – Minskar synligheten av fina linjer genom att tillfälligt reducera muskelkontraktioner, vilket gör huden slätare och mer uppstramad.
- **Palmitoyl Pentapeptide-4 & Palmitoyl Tripeptide-5** – Boostar kollagenproduktionen för en fastare och spänstigare hud med jämnare textur och hudton.
- **Oligopeptider** – Stärker hudens barriärfunktion och har lugnande egenskaper som kan bidra till att reducera irritation och rodnad.




### Edelweiss-stamcellsextrakt – Stärker hudbarriären och har en antioxidativ effekt

- Högt innehåll av flavonoider och leontopodsyra som skyddar huden från fria radikaler och yttre påfrestningar.
- Stärker hudbarriären och hjälper till att bibehålla en hälsosam fuktbalans.
- Lugnar känslig hud och reducerar rodnad tack vare sina antiinflammatoriska egenskaper.
- Stimulerar kollagenproduktionen och för en fastare och spänstigare hud med jämnare textur och hudton.



### Kollagen - Ökar hudens elasticitet och verkar djupåterfuktande

- Ökar hudens fasthet och ger en mer spänstig hudstruktur genom att stödja kollagenproduktionen.
- Stärker hudens förmåga att binda fukt för djupgående och långvarig återfuktning.
- Minskar synligheten av fina linjer genom att fylla ut huden från insidan med strukturgivande proteiner.
- Stimulerar fibroblaster som främjar cellförnyelse och ökar hudens reparationsprocess.



**FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask** består av **92 % ingredienser av naturligt ursprung** och är **biologiskt nedbrytbar, vegansk** samt **cruelty-free**. Med skonsamma ingredienser och **parfymfri formula** är den **anpassad för alla hudtyper**.

## SÅ ANVÄNDER DU FAQ™ GLASS SKIN COLLAGEN FACE MASK



1. Rengör och torka huden noggrant för att säkerställa bästa möjliga absorption.
2. Applicera masken genom att först placera den övre delen över panna och kindben, följt av den nedre delen över mun och käklinje.
3. **Valfritt:** Placera valfri LED-mask ovanpå och genomför behandlingen i upp till 15 minuter. Ta bort masken och massera in det återstående serumet i huden.

**Rekommenderad användning:** 3–5 gånger per vecka, med eller utan LED-mask.

## TILLGÄNGLIGHET



FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask lanseras i mars 2025 och finns hos [Nordicfeel](#), [Åhléns](#), [LYKO](#) och [FOREO.com](#).

**FAQ™ Glass Skin Collagen Face Mask (5 st/förp.)**  
RRP: 995 SEK

**FAQ™ 202 LED Light Face Mask**  
RRP: 9 895 SEK

För mer information om FAQ™ Swiss och våra produkter, vänligen kontakta [Emmanuelle Boman](#), Marketing & PR Manager, FOREO Nordics.

FAQ™ Swiss är det senaste tillskottet i FOREO's varumärkesportfölj, skapat speciellt för personer som tar hudvård på största allvar. Det riktar sig till dem som investerar i kliniska hudvårdsbehandlingar för att upprätthålla hudens vitalitet och förväntar sig samma höga kvalitet i behandlingar som de kan utföra själva, var de än befinner sig. Som ett varumärke inom premiumsegmentet erbjuder FAQ™ Swiss produkter med avancerad teknologi och lyxiga material för de mest kräsna användarna som värdesätter exceptionella resultat. FAQ™ Swiss strävar efter att omdefiniera hur samhället och individer ser på åldrande, genom att påminna oss om att även om åldrande är oundvikligt, kan vi påverka hur vi åldras. Genom att förebygga och stödja kroppens naturliga processer i stället för att ta till drastiska och invasiva åtgärder i ett senare stadie, skapar vi en mer hållbar väg mot välbefinnande. Med detta som utgångspunkt är FAQ™ Swiss stolta över att bana väg för en ny era av anti-aging-behandlingar, genom att erbjuda avancerade högteknologiska lösningar för hemmabruk. Dessa enheter levererar resultat som kan mäta sig med behandlingar utförda på professionella hudvårdskliniker.